

TOURNEVIS HEXAGONAL, 25 CM, DIA. 3.5 MM POUR VIS DIA. 4.5 MM

Ref. IT02435



 30/07/2025 03:45:00 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

TOURNEVIS HEXAGONAL, 25 CM, DIA. 3.5 MM POUR VIS DIA. 4.5 MM



Ref. IT02435

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3661040031613	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	3	Unite nue / Largeur (cm)	3
Unite emballee / Hauteur (cm)	3	Unite nue / Hauteur (cm)	3
Unite emballee / Longueur (cm)	25	Unite nue / Longueur (cm)	25
Unite emballee / Poids (kg)	0.133	Unite nue / Poids (kg)	0.133
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 03:45:00 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr