

BENIQUE DE GUYON SANS FIL, SERIE N°6 A N°20, 15 PCS

Ref. IB02121



30/07/2025 05:19:57 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
 www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr

BENIQUE DE GUYON SANS FIL, SERIE N°6 A N°20, 15 PCS



Ref. IB02121

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe Ir
Code barre	3661040039275	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	8
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	1.5
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	26.5
Unite emballee / Poids (kg)	nc	Unite nue / Poids (kg)	0.01
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 05:19:57 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr