

DISSECTEUR DE WATSON-CHEYNE 200 MM X 12 MM

Ref. ID29003



29/07/2025 23:24:32 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
 www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr

DISSECTEUR DE WATSON-CHEYNE 200 MM X 12 MM



Ref. ID29003

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe Ir
Code barre	3661040044101	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	1.2
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	0.4
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	20.3
Unite emballee / Poids (kg)	0.04	Unite nue / Poids (kg)	0.4
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

29/07/2025 23:24:32 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr