

SEMELLE REVERDIN - PAUCHET

Ref. IS16100



30/07/2025 06:41:12 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

SEMELLE REVERDIN - PAUCHET



Ref. IS16100

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040030944	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	6	Unite nue / Largeur (cm)	6.7
Unite emballee / Hauteur (cm)	3	Unite nue / Hauteur (cm)	3.5
Unite emballee / Longueur (cm)	28	Unite nue / Longueur (cm)	28
Unite emballee / Poids (kg)	0.18	Unite nue / Poids (kg)	0.15
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 06:41:12 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr