

TROCARD OCHSNER, 10 FG, 3,33 MM

Ref. IT11610



30/07/2025 09:26:49 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

TROCARD OCHSNER, 10 FG, 3,33 MM



Ref. IT11610

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe Ir
Code barre	3661040031712	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	2	Unite nue / Largeur (cm)	2.3
Unite emballee / Hauteur (cm)	1	Unite nue / Hauteur (cm)	1.4
Unite emballee / Longueur (cm)	15	Unite nue / Longueur (cm)	15.2
Unite emballee / Poids (kg)	0.024	Unite nue / Poids (kg)	0.024
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 09:26:49 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr