

TROCARD OCHSNER, 16 FG, 5,33 MM

Ref. IT11616



30/07/2025 05:20:20 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

TROCARD OCHSNER, 16 FG, 5,33 MM



Ref. IT11616

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe Ir
Code barre	3661040031736	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	4	Unite nue / Largeur (cm)	4
Unite emballee / Hauteur (cm)	1	Unite nue / Hauteur (cm)	1
Unite emballee / Longueur (cm)	16	Unite nue / Longueur (cm)	16
Unite emballee / Poids (kg)	0.036	Unite nue / Poids (kg)	0.036
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 05:20:20 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr