

TROCARD OSCHNER, 18 FG, 6 MM

Ref. IT11618



30/07/2025 06:52:09 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

TROCARD OSCHNER, 18 FG, 6 MM



Ref. IT11618

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe Ir
Code barre	3661040031743	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	3	Unite emballee / Hauteur (cm)	2
Unite emballee / Longueur (cm)	17	Unite emballee / Poids (kg)	0.024
Unite nue / Poids (kg)	0.024		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 06:52:09 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr