

TROCARD OSCHNER, 20 FG, 6,66 MM

Ref. IT11620



29/07/2025 22:28:15 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

TROCARD OSCHNER, 20 FG, 6,66 MM



Ref. IT11620

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe Ir
Code barre	3661040031750	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	3	Unite nue / Largeur (cm)	3.7
Unite emballee / Hauteur (cm)	1	Unite nue / Hauteur (cm)	1.3
Unite emballee / Longueur (cm)	14	Unite nue / Longueur (cm)	14
Unite emballee / Poids (kg)	0.043	Unite nue / Poids (kg)	0.043
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

29/07/2025 22:28:15 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr