

TROCART DE LERMOYEZ POUR SINUS MAXILLAIRE DIAM 1.5 MM

Ref. IT11700



30/07/2025 01:43:45 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
 www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr

TROCAT DE LERMOYEZ POUR SINUS MAXILLAIRE DIAM 1.5 MM



Ref. IT11700

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe Ir
Code barre	3661040031767	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	2	Unite nue / Largeur (cm)	2
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	0.6
Unite emballee / Longueur (cm)	161	Unite nue / Longueur (cm)	161
Unite emballee / Poids (kg)	0.04		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 01:43:45 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr