

TENDEUR DE BROCHES POUR ETRIERS DE KIRSCHNER

Ref. IT21100



30/07/2025 03:13:56 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

TENDEUR DE BROCHES POUR ETRIERS DE KIRSCHNER



Ref. IT21100

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe Ir
Code barre	3661040031811	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	9.7
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	2.1
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	18.1
Unite emballee / Poids (kg)	0.326	Unite nue / Poids (kg)	0.326
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 03:13:56 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr