

ASPIRATEUR A MUCOSITES CA-MI ASKIR 36 BR, SACHET USAGE UNIQUE FLOVAC®, 2000 ML



Ref. BCASPI29



29/07/2025 23:14:31 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

ASPIRATEUR A MUCOSITES CA-MI ASKIR 36 BR, SACHET USAGE UNIQUE FLOVAC®, 2000 ML



Ref. BCASPI29

Description

Aspirateur chirurgical mobile destine a drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et tracheales chez les adultes et les enfants.

- Destine a une utilisation professionnelle et muni d'un puissant systeme d'aspiration pouvant drainer jusqu'a 36 l/min max, Askir 36BR est leger et facile a transporter.
- Trois options differentes de fonctionnement: L'adaptateur AC/DC, la batterie rechargeable et l' unite 12V font de cet aspirateur chirurgical une unite polyvalente garantissant des interventions CONTINUES sans risque de surchauffe.
- Dote d'un systeme d'alarme visuelle et sonore indiquant si le niveau de batterie est faible, le systeme principal est egalement equipe d'un manometre (bar & kPa) et d'un regulateur de vide.
- Pied a roulettes et housse de transport en option
- Accessoires fournis :
 - Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux avec differentes options
 - 8 x 14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques o 10-11-12 mm
 - Filtre antibacterien & Hydrophobe (patient unique)
 - Canule CH20
 - Cordon d'alimentation avec prise Schuko, Adaptateur Automobile 12V, adaptateur universel AC/DC
- Caracteristiques techniques :
 - Moteur : Pompe a piston sans huile ne necessitant aucun entretien
 - Alimentation : 14V 4A avec adaptateur Universel AC/DC, batterie Interne rechargeable (12V 4A) - Adaptateur Automobile (12V 4A)
 - Vide Maximum (Ajustable) : 0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg
 - Debit libre d'air max : 36 l/min
 - Niveau Sonore : 63 dBA
 - Poids : 4,9 kg
 - Dimensions : 35 x 21 x 18 cm

 29/07/2025 23:14:31 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

ASPIRATEUR A MUCOSITES CA-MI ASKIR 36 BR, SACHET USAGE UNIQUE FLOVAC®, 2000 ML



Ref. BCASPI29

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	8054619100394	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Italie
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	26	Unite emballee / Hauteur (cm)	30
Unite emballee / Longueur (cm)	40	Unite emballee / Poids (kg)	5.6
Unite nue / Poids (kg)	4.06		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	45
Humidite mini	NA	Humidite maxi	85
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

29/07/2025 23:14:31 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr