

ETRIER A TRACTION DE ZINNER, 90 X 250 X 5 MM

Ref. IE37260



30/07/2025 06:41:04 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

ETRIER A TRACTION DE ZINNER, 90 X 250 X 5 MM



Ref. IE37260

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe Ir
Code barre	3661040039138	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	12	Unite nue / Largeur (cm)	12
Unite emballee / Hauteur (cm)	1	Unite nue / Hauteur (cm)	1.9
Unite emballee / Longueur (cm)	26	Unite nue / Longueur (cm)	26.8
Unite emballee / Poids (kg)	0.77		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 06:41:04 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr