

POIDS POUR SPECULUM DE SCHERBACK - 400 G

Ref. IP05400



30/07/2025 01:34:18 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

POIDS POUR SPECULUM DE
SCHERBACK - 400 G

Ref. IP05400

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040121321	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	9	Unite emballee / Hauteur (cm)	4
Unite emballee / Longueur (cm)	18	Unite emballee / Poids (kg)	0.077
Unite nue / Poids (kg)	0.077		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1
---------------------------	---

30/07/2025 01:34:18 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr