

PORTE-AIGUILLE DE RYDER 20 CM - MORS TUNGSTENE



Ref. IP50420



30/07/2025 01:33:33 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

PORTE-AIGUILLE DE RYDER 20 CM - MORS TUNGSTENE



Ref. IP50420

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040134185	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	8
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	0.5
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	20
Unite emballee / Poids (kg)	0.062	Unite nue / Poids (kg)	0.062
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 01:33:33 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr