

RUGINE DE LANGENBEK 16 MM LONG 19 CM

Ref. IR00600



30/07/2025 09:59:45 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

RUGINE DE LANGENBEK 16 MM LONG 19 CM



Ref. IR00600

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe Ir
Code barre	3661040115177	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	6	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	20	Unite emballee / Poids (kg)	0.07
Unite nue / Poids (kg)	0.07		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 09:59:45 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr