

DIVAN D'EXAMEN ELECTRIQUE CAIX, BLEU

Ref. OV003_B



30/07/2025 01:54:42 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

DIVAN D'EXAMEN ELECTRIQUE CAIX, BLEU



Ref. OV003_B

Table electrique de 560 a 960 mm - Largeur 670mm

Description

- Longueur des sections : dossier 60cm, assise 135cm. Largeur 67cm.
- Charge maximum : 220kg en dynamique, 400kg en statique.
- Produit livré assemble, avec un porte-rouleau.
- Poids du divan 80 kg.
- Niveau de protection des moteurs electriques classe : CLASSE 2.
- Niveau d'etancheite de la telecommande : IP 66.

Structure (chassis et pietement) :

- Materiau et revetement de la structure, acier qualite 102, recouvert de peinture epoxy de couleur blanche.
- Dimensions de la section des tubes : cadre : 40 X 20 cm, epaisseur 2 mm, pietement : 60 X 30, epaisseur 2 mm et diam 50.
- Securisation du chassis MIG avec equerres de renfort soudees sous les barres de liaisons (4 barres) situees sous l'assise et au niveau du pietement avant et du pietement arriere.
- Pieds reglables.
- Roulettes escamotables en option.
- Compatibilite du divan avec tous les leve-malades.

Plateau :

- Materiau : hetre, 10 plis, epaisseur 16mm.
- Mode de fixation du plateau sur le chassis : pour l'assise, 8 tirefonds de 10 x 60 mm ; le dossier est relie a l'assise par 2 charnieres fixees avec 8 inserts de 6 mm de diametre.
- Hauteur variable electrique de 52 a 92 cm.
- Verin lineaire, course 200 mm, puissance 6000 W.
- Manette manuelle de commande de la hauteur variable.
- Tension d'alimentation et frequence : 230 V, 50/60 HZ

Dossier :

- Inclinaison assistee par verin a gaz.
- Commande par cable avec manette fixee sur le cadre a droite du divan.
- Inclinaison maximum + 75°.

Sellerie :

- Revetement : tissu enduit, enduction polyurethane sur support jersey coton 100%.
- Mousse polyurethane PF, epaisseur : 4 cm, densite : 45 kg/m3.
- Collage du pvc sur la mousse de polyurethane puis agrafage sous l'assise.
- Dossier, assise et jambiere en bords cousus, puis agrafes dessous.

Comportement au feu :

- PVC conforme a la norme NF EN 1021.1 et EN 1021.2, classement non feu M1.
- Mousses assise, dossier, jambieres, tetiere, classement non feu M4.
- Bois (hetre multi-plis), classement non feu M4.

Garantie 3 ans : pieces mecaniques et moteur

Garantie 1 an : revetement

 30/07/2025 01:54:42 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand

13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

DIVAN D'EXAMEN ELECTRIQUE CAIX, BLEU



Ref. OV003_B

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040094373	Code douanier	940290000
Garantie (mois)	36	Pays	France
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	67
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	92
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	195
Unite emballee / Poids (kg)	nc	Unite nue / Poids (kg)	70
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 01:54:42 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr