


MASTER PALM 3 - OXYMETRE PORTABLE SPENGLER NELLCOR OXIMAX



Ref. 223001



30/07/2025 02:33:48 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

MASTER PALM 3 - OXYMETRE PORTABLE SPENGLER NELLCOR OXIMAX



Ref. 223001

L'oxymetre de pouls MASTER PALM 3® a ete developpe pour repondre aux besoins des professionnels de sante. Dote de la technologie Nellcoret NellcorOximax, il est condense de technologie.

Description

L'oxymetre de pouls Master Palm 3® est un materiel adapte pour les professionnels de sante compatible avec la technologie NELLCOR OXIMAX. Sa technologie permet d'intervenir rapidement sur tous les types de patients de l'adulte au neonat, afin de relever precisement leur saturation en oxygene et leur frequence de poules.

Legerete et autonomie exceptionnelle, vous apprecierez la rapidite et la precision de ses mesures allies a sa polyvalence.

- Technologie adaptee aux adultes comme aux neonat
- Autonomie exceptionnelle
- Ecran HD avec fonction de rotation automatique qui permet d'optimiser l'utilisation de l'espace et la lisibilite en proposant une disposition verticale ou horizontale.
- 2 modes d'affichage : Chiffres et Courbe SpO2
- Affichage du pouls, de la courbe de plethysmographie, de la SpO2 et de la courbe de SpO2
- Entierement parametritable, il permet de regler l'alarme, l'affichage, le son, les reglages systeme
- Fonction monitoring (alarme et memoires)
- Leger et compact 58,5 x 123 x 28 mm
- Livre avec capteur SpO2 adulte rigide et 3 piles AA

Des accessoires sont disponibles en supplement selon vos preferences : batterie rechargeable et socle de recharge, capteurs pediatriques ou neonatal, capteurs souples ou clip, sacoche de transport, etc...

 30/07/2025 02:33:48 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

MASTER PALM 3 - OXYMETRE PORTABLE SPENGLER NELLCOR OXIMAX



Ref. 223001

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3700446027124	Code douanier	9018199000
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.696
Unite nue / Poids (kg)	0.105		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	55
Humidite mini	15	Humidite maxi	85
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 02:33:48 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr