

## ECG CARDIOMATE 12 SPENGLER



Ref. 260012



30/07/2025 17:33:09 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## ECG CARDIOMATE 12 SPENGLER



Ref. 260012

**Les ECG CARDIOMATE® sont des instruments d'une tres grande fiabilite.**

### Description

Precis et intuitif, l'ECG 12 pistes, Spengler Cardiomate 12 est le compagnon ideal en cabinet ou en deplacement. Dote d'une vitesse d'echantillonnage record, il enregistre toute l'activite electrique du coeur avec une grande precision et delivre des analyses adaptees. Avec sa memoire integree et sa connexion par USB a un PC, le transfert des ECG est facilite.

#### GRANDE PRECISION DES MESURES

- Visualisation des 12 derivations en temps reel
- Vitesse d'echantillonnage 32 000Hz
- Convertisseur 24 bits
- Interpretation automatique et calcul des intervalles
- Detection de Pacemaker

#### SIMPLE D'UTILISATION

- Ecran LCD couleur 10" inclinables
- Enregistrement et impression de l'ECG avec une seule touche
- Clavier QWERTY
- Impression sur papier thermique ou via PC

#### CONNECTIQUE ET MEMOIRE

- Memoire interne de 1 000 ECG
- Transfert des ECG sur PC par simple connexion USB
- Options : Carte SD, Wifi, scanner code-barre, logiciel PC-ECG

#### TRANSPORTABLE

- Batterie de 5200mAh pour une plus grande autonomie (> 6heures en continu), ideal en cabinet et deplacement
- Leger et robuste
- Poignee de transport escamotable

#### ACCESSOIRES FOURNIS

- Un cable patient
- Des electrodes (pinces) / electrodes (ventouses)
- Un adaptateur secteur
- Un cable d'alimentation
- Un cable mis a terre
- Un rouleau de papier thermique
- Un manuel d'utilisation

 30/07/2025 17:33:09 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## ECG CARDIOMATE 12 SPENGLER



Ref. 260012

### Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3700446025496	Code douanier	9018110000
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	40
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	9.5
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	42
Unite emballee / Poids (kg)	8.3	Unite nue / Poids (kg)	4.2
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	50
Humidite mini	25	Humidite maxi	85
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 17:33:09 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)