

LIAN METAL BRASSARD VELCRO (XXS A XL) SPENGLER



Ref. 521316



 30/07/2025 00:46:44 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr

Modele ambidextre offrant un tres grand confort d'utilisation grace a son grand cadran.

Adulte (M), coton, velcro, rouge (521317)
Adulte (M), coton, velcro, gris (521311)
Adulte large (L), coton, velcro, gris (521310)
Enfant/Petit Adulte (S), nylon, velcro, gris (521316)
Multibrassard (S, M, L) velcro (521330)

 30/07/2025 00:46:44 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

 +33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr

LIAN METAL BRASSARD VELCRO (XXS A XL) SPENGLER



Ref. 521316

Caracteristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Medical	Classe Im (fonction mesurage)
Code barre	3700446024871	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	36	Pays	France
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.537
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	70
Humidite mini	85	Humidite maxi	85
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 00:46:44 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr