

## DERMATOSCOPE DIGITAL FIREFLY DE300

Ref. DFIDE300A



30/07/2025 07:09:54 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## DERMATOSCOPE DIGITAL FIREFLY DE300



Ref. DFIDE300A

**Dermatoscope connecte pour une utilisation en telemedecine**

### Description

- Resolution de 2 Megapixels reels sans traitement avec des techniques d'interpolation.
- Capture des images ou videos instantanement : DE300 utilise un moteur de traitement d'image de pointe eliminant pratiquement le decalage visuel, ce qui permet une experience intuitive d'utilisation.
- Grossissement jusqu'a 35x optiquement et 105x numeriquement
- Dermatoscope numerique avec Polariseur integre de haute qualite offrant plusieurs niveaux de polarisation.
- Equipe de doubles lentilles de verre multicouche, 650nm coupure, offrant ainsi une superbe profondeur de champ et une nettete d'image incomparable.
- Concu pour la microscopie d'epiluminescence numerique (DELM)
- S'integre facilement aux systemes de DME

### Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	8512890070718	Code douanier	8525803000
Garantie (mois)	12		
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.292
Unite nue / Poids (kg)	0.105		
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 07:09:54 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)