


## PESE-BEBE ET ENFANT ELECTRONIQUE, ANDINE 3 AVEC SAC DE TRANSPORT - HOLTEX



Ref. EHANDI3S



30/07/2025 01:02:25 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France  
[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31  
[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## PESE-BEBE ET ENFANT ELECTRONIQUE, ANDINE 3 AVEC SAC DE TRANSPORT - HOLTEX



Ref. EHANDI3S

Pese-bebe et enfant 4 en 1 : ideal pour les pediatres et generalistes

### Description

- 4-en1 : cette balance pese et mesure les bebes, comme les enfants grace a son plateau amovible et sa double toise horizontale et verticale
- 3 modes de pesee : mode classique, absorption de lait et poids maman + bebe
  - Grande capacite jusqu'a 100 kg : pour peser maman + bebe
  - Grande surface de plateau de pesee ergonomique resistente et optimisee pour peser les nourrissons (600(L) x 326(l) x 91(H) mm)
  - 4 touches tactiles dont la fonction de maintien manuel (Hold)
  - Hygienique, facile a nettoyer, stable avec 4 pieds antiderapants en caoutchouc, facile a transporter (Sac de transport vendu separement)
  - Conversion d'unités possible en kg/lb et cm/ft
  - Grand ecran LCD (79 x 28 mm) avec retro-eclairage bleu, facile a lire et qui pivote automatiquement a 180° lorsque le poids est superieur a 20 kg pour une lecture pratique
  - Alimentation : 3 piles AAA 1,5V (non fournies)
  - Fonction auto On-Off pour l'economie d'energie

### Caracteristiques

|                                           |               |                               |          |
|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------|
| Marquage CE                               | CE            | Dispositif Medical            | Non      |
| Code barre                                | 3361040000021 | Code douanier                 | 84231090 |
| Garantie (mois)                           | 12            | Pays                          | Chine    |
| <b>MESURES</b>                            |               |                               |          |
| Unite emballee / Largeur (cm)             | 34            | Unite emballee / Hauteur (cm) | 16       |
| Unite emballee / Longueur (cm)            | 63            | Unite emballee / Poids (kg)   | 1.5      |
| Unite nue / Poids (kg)                    | 1.6           |                               |          |
| <b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b> |               |                               |          |
| Temperature mini                          | NA            | Temperature maxi              | NA       |
| Humidite mini                             | NA            | Humidite maxi                 | NA       |
| <b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>            |               |                               |          |
| Unite emballee / Quantite                 | 1             |                               |          |

30/07/2025 01:02:25 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France  
[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31  
[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)