

DYNAMOMETRE A POIGNEE ELECTRONIQUE MAP KERN (40, 80, 130 KG)

KERN®

Ref. EKMAP03

GARANTIE
2 ANS
2 YEARS
GUARANTEE



29/07/2025 22:54:10 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

DYNAMOMETRE A POIGNEE ELECTRONIQUE MAP KERN (40, 80, 130 KG)

KERN®

Ref. EKMAP03

Description

- Dans le cadre de la reeducation post-accident, cet appareil permet au personnel soignant de controler et d'entretenir de facon encadree la forme physique du patient
- Mode temps reel : affiche directement la force réelle
- Mode pic/max. : affiche la force maximale d'une poignee de main
- Mode moyenne : calcule la force moyenne de deux poignees de main
- Mode comptage : compte le nombre de mouvements de serrage qui dépassent une valeur limite predefinie
- Fonction AUTO-OFF integree apres une minute pour economiser les piles
- Des ressorts interchangeable permettent de modifier rapidement la resistance (jeux de ressorts supplementaires pour 20 kg et 40 kg fournis)
- Les differents niveaux de resistance des ressorts permettent d'utiliser ce dynamometre a poignee de maniere ciblee aupres de differents groupes de patients : enfants, personnes agees, sportifs en reeducation, etc...
- Manipulation sure et aisee grace a des poignees en caoutchouc antiderapantes
- Conversion d'unites possible entre kg et lb
- Livre dans une valise robuste pour un transport simple et sur et pour le rangement des jeux de ressorts (dim. Valise (L x P x H) 350 x 265 x 85mm)
- Ecran LCD, hauteur de chiffres 12 cm
- 1 Pile CR 2450 incluse (duree de service env. 53 h)
- Poids net 0,3 kg

 29/07/2025 22:54:10 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

DYNAMOMETRE A POIGNEE ELECTRONIQUE MAP KERN (40, 80, 130 KG)



Ref. EKMAP03

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	4045761095731	Code douanier	84231090
Garantie (mois)	24	Pays	Allemagne
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
Unite nue / Poids (kg)	0.35		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

 29/07/2025 22:54:10 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr