

TROCARD OCHSNER, 8 FG, 2.66 MM

Ref. IT11608



29/07/2025 23:00:25 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

TROCARD OCHSNER, 8 FG, 2.66 MM



Ref. IT11608

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe Ir
Code barre	3661040045573	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	2	Unite emballee / Hauteur (cm)	1
Unite emballee / Longueur (cm)	15	Unite emballee / Poids (kg)	0.028

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1
---------------------------	---

29/07/2025 23:00:25 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr