

DEFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE SAVER ONE

Saver One®

Ref. SJSAVE07



CE
0051

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
III
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
6
6 YEARS
6 ANS
GUARANTEE

30/07/2025 02:52:42 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

DEFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE SAVER ONE



Ref. SJSAVE07

Efficace et facile d'utilisation : fiable pour tous les sauveteurs meme sans formation minimum

Description

Version semi-automatique

Grace a son aide interactive avec ses pictogrammes, icones lumineux et son message vocal clair, il vous guidera dans toutes les etapes de la reanimation cardio-pulmonaire pour un sauvetage en toute securite. Concu pour une utilisation publique, il autorise en 3 etapes, l'administration d'un traitement rapide et efficace contre les arrêts cardiaque soudain afin d'optimiser les soins de 1er secours avant l'arrive des services de premieres urgences.

En mode semi automatique, il recommandera a l'operateur d'appuyer sur le bouton choc uniquement en cas d'arret cardiaque soudain. Le mode entierement automatique est concu pour delivrer le choc therapeutique automatiquement sans appuyer sur un bouton ou autres interventions de l'operateur.

- Petit et vraiment leger, il fonctionne avec une pile au lithium longue duree, duree de vie 4 ans ou 300 chocs.
- Test automatique quotidien et indicateur d'etat (led lumineuse)
- Ecran d'affichage pour un message texte (reprise simultanee du message vocal)
- Barre graphe precisant la capacite de la batterie
- Bouton information avec mode bilingue
- Metronome integre pour une meilleure assistance au massage cardiaque
- Connexion USB
- Memoire interne 1 Gb et en option Carte memoire SD

Chaque defibrillateur est livre avec : 1 sacoche de transport etanche et anti choc ; 1 paire d'electrode adulte pre-connecte duree de vie 30 mois) ; 1 kit de 1er secours* ; 1 jeu complet de signaletiques murales ; 1 pile lithium

* Contenu : compresses, 1 rasoir, 1 ecran facial bouche a bouche, 1 paire de gants steriles, 1 paire de ciseaux

A NOTER : La directive europeenne 93/42/CEE est remplacee par le reglement europeen 2017/745 depuis le 5 avril 2017. Anciennement classifie en IIB , les DAE sont desormais classifies en classe III. Les certificats delivres avant le 25 mai 2017 conservent leur validite jusqu'a la fin de la periode indiquee sur ces certificats, a savoir Fevrier 2023 pour nos DAE Saver One.

 30/07/2025 02:52:42 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

**DEFIBRILLATEUR SEMI-
AUTOMATIQUE SAVER ONE**Ref. **SJSAVE07****Caracteristiques**

Marquage CE	CE0051	Dispositif Medical	Classe III
Code barre	3661040115016	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	72	Pays	Italie
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	25	Unite nue / Largeur (cm)	26
Unite emballee / Hauteur (cm)	16	Unite nue / Hauteur (cm)	15.9
Unite emballee / Longueur (cm)	32	Unite nue / Longueur (cm)	32
Unite emballee / Poids (kg)	3	Unite nue / Poids (kg)	1.8
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

 30/07/2025 02:52:42 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr