



TRANSFORMATEUR 24V DC-75W AIVIA



Ref. SSACCE013



 30/07/2025 08:24:13 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.


GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

TRANSFORMATEUR 24V DC-75W AIVIA



Ref. SSACCE013

Description

Transformateur 24 V DC 75W pour armoire AIVIA

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3661041009253	Code douanier	901889010
Garantie (mois)	3	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	7	Unite emballee / Hauteur (cm)	6
Unite emballee / Longueur (cm)	10	Unite emballee / Poids (kg)	0.265
Unite nue / Poids (kg)	0.245		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 08:24:13 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr