

PINCE KELLY, S/G, DROITE, 16 CM

Ref. IP16416



30/07/2025 10:20:15 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

PINCE KELLY, S/G, DROITE, 16 CM



Ref. IP16416

Utilise lors d'une intervention chirurgicale (arreter une hemorrhagie, saisir des compresses, etc)

Description

Les instruments Holtex sont tous fabriques en acier inoxydable de premiere qualite (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite resistance aux corrosions.

Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et a la reglementation en vigueur.

Holtex vous garantit des dispositifs medicaux conformes au reglement EU 2017/745 et a l'ISO 13485.

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040023038	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	16
Unite emballee / Poids (kg)	0.045	Unite nue / Poids (kg)	0.045
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 10:20:15 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.