

PINCE DE BAKEY, CLAMP POUR COARCTATION, 20 CM, COUDEE A 20°

Ref. IP19520



30/07/2025 06:47:17 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

PINCE DE BAKEY, CLAMP POUR COARCTATION, 20 CM, COUDEE A 20°



Ref. IP19520

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe Ir
Code barre	3661040023328	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	8.7
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	1.1
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	27.6
Unite emballee / Poids (kg)	0.061	Unite nue / Poids (kg)	0.061
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 06:47:17 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr