

MAILLET DOYEN, 21 CM, 200 G, 1 TETE, INOX

Ref. IM02320



30/07/2025 09:24:10 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

MAILLET DOYEN, 21 CM, 200 G, 1 TETE, INOX



Ref. IM02320

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040020396	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	4	Unite nue / Largeur (cm)	4.5
Unite emballee / Hauteur (cm)	3	Unite nue / Hauteur (cm)	3.1
Unite emballee / Longueur (cm)	21	Unite nue / Longueur (cm)	21
Unite emballee / Poids (kg)	0.28	Unite nue / Poids (kg)	0.28
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 09:24:10 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr