

LAMPE LITESTICK SPENGLER

Ref. 570620



30/07/2025 07:20:17 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

LAMPE LITESTICK SPENGLER



Ref. 570620

Description

Cette lampe est conçue pour l'auscultation générale.

- Eclairage LED pour lumière froide, blanche et intense identique à la lumière naturelle
- Robuste, fabrication en aluminium
- Compacte et légère
- Bouton interrupteur
- Livrée avec 2 piles LR03 AAA

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446009830	Code douanier	90189080907
Garantie (mois)	24		

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	5	Unite emballee / Hauteur (cm)	5
Unite emballee / Longueur (cm)	20	Unite emballee / Poids (kg)	0.046
Unite nue / Poids (kg)	0.015		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	10	Temperature maxi	40
------------------	----	------------------	----

AUTRES CARACTERISTIQUES

Couleurs	Noir	Unite emballee / Quantite	1
----------	------	---------------------------	---

30/07/2025 07:20:17 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr