

LAMPE LITESTICK SPENGLER

Ref. 570621



30/07/2025 06:13:35 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

LAMPE LITESTICK SPENGLER



Ref. 570621

Description

Cette lampe est conçue pour l'auscultation générale.

- Éclairage LED pour lumière froide, blanche et intense identique à la lumière naturelle
- Robuste, fabrication en aluminium
- Compacte et légère
- Bouton interrupteur
- Livrée avec 2 piles LR03 AAA

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446009861	Code douanier	901890
Garantie (mois)	24		

MESURES

Unité emballée / Largeur (cm)	5	Unité emballée / Hauteur (cm)	5
Unité emballée / Longueur (cm)	20	Unité emballée / Poids (kg)	0.046
Unité nue / Poids (kg)	0.015		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Température mini	10	Température maxi	40
------------------	----	------------------	----

AUTRES CARACTERISTIQUES

Couleurs	Bleu	Unité emballée / Quantité	1
----------	------	---------------------------	---

30/07/2025 06:13:35 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr