

## LAMPE LITESTICK SPENGLER

Ref. 570622



 29/07/2025 23:56:57 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## LAMPE LITESTICK SPENGLER



Ref. 570622

### Description

Cette lampe est conçue pour l'auscultation générale.

- Éclairage LED pour lumière froide, blanche et intense identique à la lumière naturelle
- Robuste, fabrication en aluminium
- Compacte et légère
- Bouton interrupteur
- Livrée avec 2 piles LR03 AAA

### Caracteristiques

|                 |               |                    |        |
|-----------------|---------------|--------------------|--------|
| Marquage CE     | CE            | Dispositif Medical | Non    |
| Code barre      | 3700446009878 | Code douanier      | 901890 |
| Garantie (mois) | 24            |                    |        |

#### MESURES

|                                |       |                               |       |
|--------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| Unité emballée / Largeur (cm)  | 5     | Unité emballée / Hauteur (cm) | 5     |
| Unité emballée / Longueur (cm) | 20    | Unité emballée / Poids (kg)   | 0.046 |
| Unité nue / Poids (kg)         | 0.015 |                               |       |

#### CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

|                  |    |                  |    |
|------------------|----|------------------|----|
| Température mini | 10 | Température maxi | 40 |
|------------------|----|------------------|----|

#### AUTRES CARACTERISTIQUES

|          |      |                           |   |
|----------|------|---------------------------|---|
| Couleurs | Vert | Unité emballée / Quantité | 1 |
|----------|------|---------------------------|---|

29/07/2025 23:56:57 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.