

ECARTEUR DE DANIS POUR EPAULE 25 CM X 30 MM

Ref. IE08851



30/07/2025 06:50:23 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
 www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr

ECARTEUR DE DANIS POUR EPAULE 25 CM X 30 MM



Ref. IE08851

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040084657	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	2.2
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	3.8
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	14.7
Unite emballee / Poids (kg)	0.121	Unite nue / Poids (kg)	0.121
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 06:50:23 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr