

**PINCE LERICHE, DROITE, A/G, 18
CM**



Ref. IP17018



 30/07/2025 09:00:42 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

PINCE LERICHE, DROITE, A/G, 18 CM



Ref. IP17018

Permet de réaliser certains actes en chirurgie (tenir les fils de suture, compresses, etc)

Description

Les instruments Holtex sont tous fabriqués en acier inoxydable de première qualité (AISI 304, 410, 420 et 420A, selon le type d'instrument) afin de garantir une bonne tenue dans le temps et une parfaite résistance aux corrosions.

Les aciers entrent en contact avec les tissus humains, ils doivent donc se conformer aux normes internationales et à la réglementation en vigueur.

Holtex vous garantit des dispositifs médicaux conformes au règlement EU 2017/745 et à l'ISO 13485.

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3661040023113	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	7.5
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	0.3
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	18
Unite emballee / Poids (kg)	0.046	Unite nue / Poids (kg)	0.046
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 09:00:42 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr