

OXYMETRE DE POULS SPENGLER OXYFROG



Ref. 221056



30/07/2025 06:36:42 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

OXYMETRE DE POULS SPENGLER OXYFROG



Ref. 221056

Ideal pour la mesure du pouls des enfants

Description

EN CE MOMENT :

Pour 2 OXYFROG achetes, une PLV est offerte (ref. K90022) pour animer vos ventes et votre magasin. Profitez-en vite !

Offre valable jusqu'a epuisement des stocks de la PLV.

Haute precision des mesures :

- Capteur haute sensibilite
- Convient aux enfants de 10 kg a 40 kg

Facile d'utilisation et pratique :

- Compact & léger
- Arrêt automatique apres 5 secondes
- Facile d'utilisation : 1 bouton

Information complementaires :

- Livre avec une dragonne et 2 piles AAA LR03

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIb
Code barre	06945040105442	Code douanier	90181910
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	7	Unite nue / Largeur (cm)	3.7
Unite emballee / Hauteur (cm)	4	Unite nue / Hauteur (cm)	3.5
Unite emballee / Longueur (cm)	11	Unite nue / Longueur (cm)	5.9
Unite emballee / Poids (kg)	0.135	Unite nue / Poids (kg)	0.05

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1
---------------------------	---

30/07/2025 06:36:42 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr