

CARDIOMATE PC-ECG BLUETOOTH SPENGLER



Ref. 260040

CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2 ANS
2 YEARS
GUARANTEE



30/07/2025 09:39:02 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

CARDIOMATE PC-ECG BLUETOOTH SPENGLER



Ref. 260040

Un PC-ECG Bluetooth SPENGLER aux grandes performances alors qu'il tient au creux de votre main

Description

ECG numérique sans fil, le Cardiomate PC bluetooth permet l'affichage en temps réels d'un ECG 12 derivations sur l'écran d'un ordinateur ou sur tablette Android et son impression sur une imprimante au format A4.

Compatible avec un système Windows et Android, le Cardiomate PC Bluetooth se connecte grâce à la technologie bluetooth (ou par USB). Dote des mêmes performances que la gamme Cardiomate et avec son boîtier compact et léger, le Cardiomate PC Bluetooth est un instrument de mesure à la pointe de la technologie numérique en cabinet ou en déplacement.

Le logiciel permet la visualisation, l'enregistrement, l'analyse et le stockage des ECG de façon claire et intuitive. La connexion sans fil est fonctionnelle jusqu'à 15m.

TRES GRANDE PRECISION DES MESURES

- Visualisation des 12 derivations en temps réel sur PC
- Vitesse de d'échantillonnage 32 000Hz
- Convertisseur 24 bits
- Interpretation automatique et calcul des intervalles
- Detection de Pacemaker

SIMPLE D'UTILISATION

- Connexion au PC ou Tablette/Smartphone Android par bluetooth (USB uniquement sur PC)
- Alimentation par 2 piles AA, autoalimente en USB
- Logiciel PC et Android simple et intuitif
- Logiciel PC compatible avec les autres ECG Cardiomate

COMPACT ET LEGER

- Dimensions : 68x126x24mm
- Poids : 132g (avec piles)

 30/07/2025 09:39:02 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

CARDIOMATE PC-ECG BLUETOOTH SPENGLER



Ref. 260040

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3700446042066	Code douanier	9018110000
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	6.7
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	2.4
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	12.6
Unite emballee / Poids (kg)	nc	Unite nue / Poids (kg)	0.132
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 09:39:02 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr