

## TENSONIC BRAS ADULTE (M/L) MYRTILLE SPENGLER



Ref. 527500



30/07/2025 00:35:19 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# TENSONIC BRAS ADULTE (M/L) MYRTILLE SPENGLER



Ref. 527500

## La precision SPENGLER en version electronique

### Description

Le tensiometre au bras TENSONIC est conçu pour un suivi therapeutique regulier.

#### TRES HAUTE PRECISION DES MESURES

- Mesure SPENGLER
- Detecteur de rythme cardiaque irregulier
- Indicateur tricolore des risques OMS
- 3 calculs de moyennes disponibles permettant le suivi de la moyenne des valeurs matinales

#### FACILE D'UTILISATION

- Entierement automatique
- Grand ecran retro-eclaire avec indicateur tricolore de risque OMS.
- Nouveau brassard 22-42 cm taille M/L

#### USAGE FAMILIAL

- 2 x 60 memoires horodatees

#### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Livre avec 4 piles LR6 AA et une housse de transport
- Adaptateur secteur en option
- 2 tailles de brassard (S, M/L) disponibles en option

### Caracteristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3700446022624	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	36	Pays	Chine
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.765
Unite nue / Poids (kg)	0.34		
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	55
Humidite mini	15	Humidite maxi	90
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 00:35:19 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)