

PRESENTOIR DE 6 TENSIONIC POIGNET ADULTE (M/L) MYRTILLE SPENGLER



Ref. 527522P



30/07/2025 08:17:57 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

PRESENTOIR DE 6 TENSIONIC POIGNET ADULTE (M/L) MYRTILLE SPENGLER



Ref. 527522P

Ideal pour automesure reguliere, avec un tres haut niveau de precision et une utilisation simple

Description

Presentoir de 6 tensiometres au poignet TENSIONIC®.
Disponibilite 2eme trimestre pour le nouveau coloris : Myrtille.

TRES HAUTE PRECISION DES MESURES

- Mesure SPENGLER
- Detecteur d'arythmie
- Indicateur tricolore des risques OMS
- 3 calculs de moyennes disponibles permettant le suivi de la moyenne des valeurs matinales

FACILE D'UTILISATION

- Entierement automatique
- Grand ecran retro-eclaire

USAGE FAMILIAL

- 2 x 60 memoires horodatees

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Circonference du poignet 13,5-21 cm
- Livre avec 2 piles LR03 AAA et un boitier de rangement

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446023058	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	36	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	1.815
Unite nue / Poids (kg)	0.72		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 08:17:57 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr