

TENSONIC POIGNET ADULTE (M/L) MYRTILLE SPENGLER



Ref. 527522



CE
0459

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
3 ANS
3 YEARS
GUARANTEE



30/07/2025 05:32:23 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

TENSONIC POIGNET ADULTE (M/L) MYRTILLE SPENGLER



Ref. 527522

Ideal pour automesure reguliere, avec un tres haut niveau de precision et une utilisation simple

Description

TRES HAUTE PRECISION DES MESURES

- Mesure SPENGLER
- Detecteur de rythme cardiaque irregulier
- Indicateur tricolore des risques OMS
- 3 calculs de moyennes disponibles permettant le suivi de la moyenne des valeurs matinales

FACILE D'UTILISATION

- Entierement automatique
- Grand ecran retro-eclaire

USAGE FAMILIAL

- 2 x 60 memoires horodatees

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Circonference du poignet 13,5-21 cm
- Livre avec 2 piles LR03 AAA et un boitier de rangement

Caracteristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3700446022617	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	36	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	110	Unite emballee / Hauteur (cm)	65
Unite emballee / Longueur (cm)	165	Unite emballee / Poids (kg)	0.288
Unite nue / Poids (kg)	0.12		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	55
Humidite mini	15	Humidite maxi	90
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 05:32:23 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr