

ASPIRATEUR A MUCOSITE CA-MI NEW ASKIR 118 BASIC-WM, FLOVAC 1 LITRE



Ref. BCASPI178



CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2
ANS
2 YEARS
GUARANTEE



 30/07/2025 02:17:58 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

ASPIRATEUR A MUCOSITE CA-MI NEW ASKIR 118 BASIC-WM, FLOVAC 1 LITRE



Ref. BCASPI178

Special ambulance : pour une utilisation a bord de vehicules d'urgence avec support special

Description

Dispositif medical electrique indique pour l'aspiration orale, nasale et tracheale de fluides corporels chez l'adulte ou l'enfant.

Principales applications : Ambulance, Urgences, Soins domiciles, Transfert du patient, Tracheotomie, Med. veterinaire

- Accessoires fournis : 1 sac jetable et 1 pot reutilisable de 1000 ml / Tubes Silicone Autoclavables 8x14mm + Connecteur Conique o 10-11-12mm / Filtre antibacterien & Hydrophobe (patient unique) + Canule CH20 / Adaptateur secteur universel AC/DC + cordon d'alimentation avec prise europeenne / Support ambulance (dimensions 20x16x16 cm)

- Alimentation : 14V avec adaptateur universel AC/DC / Batterie interne rechargeable Lithium-Ion (14.8V - 5.2A) autonomie 70 minutes - Recharge 360 minutes

- Moteur : Pompe a piston sec (pas de graissage et/ou d'entretien)

- Vide Maximum (Ajustable) : -75 kPa -563 mmHg -0.75 Bar

- Flux d'air libre : 36l/min

- Niveau sonore : 68,2 dBA

- Cycle de fonctionnement : Ininterrompu (connecte au secteur)

- Poids: 2,5 kg / Dimensions : 35 x 19 x 15 cm

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	8054619104712	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Italie

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite nue / Largeur (cm)	19
Unite emballee / Hauteur (cm)	nc	Unite nue / Hauteur (cm)	15
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	35
Unite emballee / Poids (kg)	2.5	Unite nue / Poids (kg)	4.06

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unité emballée / Quantité Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

www.gsh-med.fr