

DERMATOSCOPE LUXASCOPE LED 2.5 V, GRADUE - LUXAMED®

LUXAMED®

Ref. C1.516.114



+ Graduation




 29/07/2025 22:57:35 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

DERMATOSCOPE LUXASCOPE LED 2.5 V, GRADUE - LUXAMED ®

LUXAMED®

Ref. C1.516.114

Dermatoscope innovant en format de poche, avec plaque de contact graduee.

Disponible en plusieurs coloris.

Description

- Eclairage : Anneau LED avec 6 LED (concentriques), pour une image tres detaillee et une lumiere homogene.
- Aucune maintenance car aucun changement d'ampoule necessaire.
- Plaque de contact amovible pour un nettoyage facilite
- Zoom en continu avec un grossissement possible en X10 avec une image sans distorsion
- Design de la tete optimise
- Possibilite de faire varier l'intensite de la luminosite pour eviter l'eblouissement
- Arret automatique apres 3 minutes
- Duree de vie des LED : environ 100 000 heures avec un courant constant
- Eclairage lumineux : environ 10 000 Lux
- Temperature de couleur : environ 4 200 K
- Manche compose de deux materiaux : aluminium et fibre de verre renforce, compatible avec la tete de l'otoscope et d'ophthalmoscope Luxascope CCT
- Interrupteur sous forme de bouton-poussoir ON/OFF
- Alimentation : 2x piles alcalines AAA, incluses

Disponible en :

- Blanc : C1.516.914
- Bleu clair : C1.516.934
- Jaune : C1.516.944
- Fuschia : C1.516.974
- Jaune : C1.516.944
- Kids : C1.916.914
- Noir : C1.516.114
- Vert : C1.516.954
- Violet : C1.516.964

 29/07/2025 22:57:35 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

DERMATOSCOPE LUXASCOPE LED 2.5 V, GRADUE - LUXAMED®

LUXAMED®

Ref. C1.516.114

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	04260381963424	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Allemagne
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
Unite nue / Poids (kg)	0.14		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	5	Temperature maxi	40
Humidite mini	10	Humidite maxi	90
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Couleurs	Noir		

 29/07/2025 22:57:35 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr