

SPIROMETRE DATOSPIR AIRA D, LOGICIEL W20S, 25 TRANS. UU SANS FILTRE

Sibelmed

Ref. DSSPIR01

CE
0197

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
1 YEAR
GUARANTEE



29/07/2025 22:35:19 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

SPIROMETRE DATOSPIR AIRA D, LOGICIEL W20S, 25 TRANS. UU SANS FILTRE



Ref. DSSPIR01

Pour la mesure des flux et volumes pulmonaires a des fins de diagnostic et de controle des maladies respiratoires (asthme, BPCO, etc.)

Description

- Capteur a usage unique (Transducteur Lilly)
- Logiciel W20s integre avec plus de 40 parametres mesures (CVF, CV, VMM)
- Connectivite Bluetooth et USB a l'ordinateur
- Poignee ergonomique pour un confort maximal
- Capteur de temperature, integre dans l'appareil
- Indicateur visuel de l'etat de l'appareil
- Mise hors tension automatique, economie de batterie
- Livre avec 25 transducteurs UU et 2 piles alcalines AAA

Caracteristiques

Marquage CE	CE0197	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3361040000038	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	12	Pays	Espagne

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
Unite nue / Poids (kg)	0.124		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1
---------------------------	---

29/07/2025 22:35:19 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr