

PRESENTOIR DE 12 THERMOMETRES SPENGLER TEMPO 10 BLEUS



Ref. SP1623P

CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2 ANS
2 YEARS
GUARANTEE



30/07/2025 07:31:11 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

PRESENTOIR DE 12 THERMOMETRES SPENGLER TEMPO 10 BLEUS



Ref. SP1623P

Description

Presentoir de 12 thermometres TEMPO 10 bleus.

Le thermometre TEMPO 10 est un thermometre indiquant la temperature corporelle en 10 secondes

- Alarme de fièvre
- Arrêt automatique
- Embout resistant a l'eau
- Memoire de derniere mesure
- Mesure en 10 secondes
- Livre avec un etui de rangement et pile bouton (1,5V)

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3700446027513	Code douanier	90251920
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.65
Unite nue / Poids (kg)	0.12		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 07:31:11 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.