

PRESENTOIR DE 12 THERMOMETRES SPENGLER TEMPO 10 FLEX VERTS



Ref. SP1644P



30/07/2025 03:42:05 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

PRESENTOIR DE 12 THERMOMETRES SPENGLER TEMPO 10 FLEX VERTS



Ref. SP1644P

Description

Presentoir de 12 thermometres TEMPO 10 FLEX

Le thermometre TEMPO 10 FLEX est un thermometre indiquant la temperature corporelle en 10 secondes et disposant d'un embout flexible:

- Alarme fièvre
- Arrêt automatique
- Résistant à l'eau
- Mémoire dernière mesure
- 2 coloris disponibles violet ou vert
- Livre avec : etui de rangement, pile bouton (1,5V).

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3700446027537	Code douanier	90251920
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	11	Unite emballee / Hauteur (cm)	15
Unite emballee / Longueur (cm)	14	Unite emballee / Poids (kg)	0.624
Unite nue / Poids (kg)	0.12		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1
---------------------------	---

30/07/2025 03:42:05 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr