

PRESENTOIR DE THERMOMETRES SPENGLER TEMPO 10 FLEX, GRIS



Ref. SP1648P



30/07/2025 01:31:12 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

PRESENTOIR DE THERMOMETRES SPENGLER TEMPO 10 FLEX, GRIS



Ref. SP1648P

Description

Presentoir de 12 thermometres TEMPO 10 Flex gris

Le thermometre TEMPO 10 FLEX est un thermometre indiquant la temperature corporelle en 10 secondes et disposant d'un embout flexible

- Alarme de fièvre
- Arret automatique
- Embout resistant a l'eau et flexible
- Memoire de derniere mesure
- Mesure en 10 secondes
- 2 coloris disponibles vert et gris
- Livre avec un etui de rangement et pile bouton (1,5V)
- Livre avec : etui de rangement, pile bouton (1,5V).

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3700446041625	Code douanier	90251920
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	14	Unite emballee / Hauteur (cm)	16
Unite emballee / Longueur (cm)	11	Unite emballee / Poids (kg)	0.66
Unite nue / Poids (kg)	0.12		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 01:31:12 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.