

PRESENTOIR DE 6 THERMOMETRES SPENGLER TEMPO EASY GRIS



Ref. SP3066P

CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2
2 YEARS
GUARANTEE



30/07/2025 03:28:00 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

PRESENTOIR DE 6 THERMOMETRES SPENGLER TEMPO EASY GRIS



Ref. SP3066P

Le Tempo Easy permet une prise de temperature sans contact par le biais de rayons infrarouge.

Description

Presentoir de 6 thermometres Tempo Easy gris.

Le thermometre TEMPO EASY est un thermometre precis disposant de 3 fonctions pour un usage professionnel ou a la maison. Technologie sans contact (distance 3-5 cm) par le biais de rayons infrarouge, evitant ainsi les contaminations croisees.

- 3 modes de mesure : corporel, de surface et ambiant
- Mesure instantanee
- Une temperature obtenue rapidement avec alarme sonore
- 32 memoires
- 2 coloris disponibles, gris ou bleu
- Livre avec 2 piles LR06 (AA)

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3700446012038	Code douanier	90251920
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	20	Unite emballee / Hauteur (cm)	18
Unite emballee / Longueur (cm)	22	Unite emballee / Poids (kg)	1.92
Unite nue / Poids (kg)	0.45		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 03:28:00 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
 www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
 info@gsh-med.fr