

PRESENTOIR DE 6 THERMOMETRES SPENGLER TEMPO DUO BLEUS

Ref. SP3100P



CE
0123



29/07/2025 23:42:36 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

PRESENTOIR DE 6 THERMOMETRES SPENGLER TEMPO DUO BLEUS



Ref. SP3100P

Le Tempo Duo permet une prise de temperature frontale et auriculaire par emissions infrarouges

Description

Presentoir de 6 thermometres Tempo Duo.

Le Tempo Duo permet une prise de temperature frontale et auriculaire par emissions infrarouges.

- Technologie infrarouge
- Calibrage automatique au passage du mode auriculaire au mode temporal
- Prise de temperature auriculaire ou temporale
- 10 memoires
- Voyant lumineux
- Affichage retro-eclaire en mode temporal 3 couleurs selon les valeurs : vert, orange, rouge
- Livre avec deux piles LR03 (AAA)

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3700446023133	Code douanier	90251920
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	1.243
Unite nue / Poids (kg)	0.3		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

29/07/2025 23:42:36 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr