

THERMOMETRE TEMPORAL ET AURICULAIRE SPENGLER TEMPO DUO BLEU



Ref. SP3101/

CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2
2 YEARS
GUARANTEE



30/07/2025 10:22:09 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

THERMOMETRE TEMPORAL ET AURICULAIRE SPENGLER TEMPO DUO BLEU



Ref. SP3101/

Le Tempo Duo permet une prise de temperature frontale et auriculaire par emissions infrarouges

Description

- Technologie infrarouge
- Calibrage automatique au passage du mode auriculaire au mode temporal
- Prise de temperature auriculaire ou temporale
- 10 memoires
- Voyant lumineux
- Affichage retro-eclaire en mode temporal 3 couleurs selon les valeurs : vert, orange, rouge
- Livre avec deux piles LR03 (AAA)

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3700446022778	Code douanier	90251920
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.185
Unite nue / Poids (kg)	0.05		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 10:22:09 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr