

PRESENTOIR DE 6 THERMOMETRES PROFESSIONNELS TEMPO PRO SPENGLER



Ref. SP3110P



30/07/2025 02:46:36 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

PRESENTOIR DE 6 THERMOMETRES PROFESSIONNELS TEMPO PRO SPENGLER



Ref. SP3110P

Description

Presentoir de comptoir en carton pour 6 thermometres professionnels TEMPO PRO Spengler

La technologie infrarouge permet de prendre la temperature sur le front/la tempe sans contact physique et permet de lutter efficacement contre les contaminations croisees.

Avec son mode «arret automatique» et son «indicateur de batterie faible», pas de mauvaise surprise lors de vos consultations.

DONNEES TECHNIQUES

- Mode de mesure : Infrarouge sans contact
- Distance de mesure : - 5 cm
- Unite de mesure : C° / F°
- Plage d'affi chage : 32,0°C – 43,0°C
- Resolution : 0,1°C
- Precision : 0,2°C
- Memoire : 30 memoires
- Temps de mesure : Inferieur a 1 seconde
- Ecran : LCD

AUTRES INFORMATIONS

- Poids : 130 g
- Dimensions : 113(L) x 51 (W) x 162 (H)
- Mise hors tension automatique economie d'energie
- Piles livrees avec (2 x piles AAA)

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446041939	Code douanier	90251920
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
Unite nue / Poids (kg)	0.78		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1
---------------------------	---

30/07/2025 02:46:36 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr