

AUTOTENSIO POIGNET MYRTILLE SPENGLER



Ref. SPG340-



30/07/2025 06:16:55 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

AUTOTENSIO POIGNET MYRTILLE SPENGLER



Ref. SPG340-

La precision SPENGLER en version electronique

Description

PRECISION DES MESURES

- Mesure SPENGLER
- Indicateur des risques OMS

FACILE D'UTILISATION & PRATIQUE

- Entierement automatique
- 2 boutons
- Ecran a cristaux liquides
- 120 memoires horodatees
- Rapide et silencieux

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Circonference du poignet 13,5-21 cm
- Livre avec 2 piles LR03 AAA et un boitier de rangement

Caracteristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3700446022518	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	24	Pays	Chine

MESURES

Unite emballee / Largeur (cm)	10	Unite emballee / Hauteur (cm)	10
Unite emballee / Longueur (cm)	9	Unite emballee / Poids (kg)	0.27
Unite nue / Poids (kg)	0.228		

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

Temperature mini	-20	Temperature maxi	55
Humidite mini	15	Humidite maxi	90

AUTRES CARACTERISTIQUES

Unite emballee / Quantite	1
---------------------------	---

30/07/2025 06:16:55 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr