

PRESENTOIR DE 6 AUTOTENSIO POIGNET ADULTE CORAIL SPENGLER

Ref. SPG345P



30/07/2025 00:17:24 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr

PRESENTOIR DE 6 AUTOTENSIO POIGNET ADULTE CORAIL SPENGLER



Ref. SPG345P

La precision SPENGLER en version electronique

Description

Presentoir de 6 Autotensio poignet Corail.

PRECISION DES MESURES

- Mesure SPENGLER
- Indicateur des risques OMS

FACILE D'UTILISATION & PRATIQUE

- Entierement automatique
- 2 boutons
- Ecran a cristaux liquides
- 120 memoires horodatees
- Rapide et silencieux

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Circonference du poignet 13,5-21 cm
- Livre avec 2 piles LR03 AAA et un boitier de rangement

Caracteristiques

Marquage CE	CE0459	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	3700446041601	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	24	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	1.62
Unite nue / Poids (kg)	1.368		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

30/07/2025 00:17:24 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France
www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31
info@gsh-med.fr